



Associazione Interregionale Produttori Olivicoli

Viale del Lavoro, 52  
 VERONA  
 Tel 0458678260  
 Fax 0458034468  
 www.aipoverona.it  
 info@aipoverona.it

**Committente:** OLIVOTTOIL  
**Data:** 19/02/2018 14:38:38  
**Commenti:**  
**Categoria Merceologica:** OLIO DI OLIVA  
**Prodotto Dichiarato:** \*OLIO E.V. DI OLIVA\*  
**Descrizione / Etichetta:** SILOS 16 - OLIVOTTOIL - CELLINO 2018 EDITION  
**Descrizione Sigillo:** tappo a vite  
**Quantità Campione:** 250 ML

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità. I risultati analitici riportati nel presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova. Le analisi vengono eseguite tramite strumento XDS Rapid Liquid Analyzer, n.serie 3010/0557 con modulo n.serie 3015/0528.

<u>Parametro</u>	<u>Risultato</u>	<u>Unità di Misura</u>	<u>Minimo</u>	<u>Massimo</u>
Acidità	0.43	% AcOlei	0.00	0.80
Perossidi	8.86	meq O2/k	0.00	20.00
K232	2.37	U.A.	0.00	2.50
K270	0.21	U.A.	0.00	0.22
DeltaK	0.01		0.00	0.01
AcPalmitico	13.57	%	7.50	20.00
AcPalmitoleico	1.26	%	0.30	3.50
AcEptadecanoico	0.09	%	0.00	0.00
AcEptadecenoico	0.13	%	0.00	0.00
AcStearico	2.16	%	0.50	5.00
AcOleico	70.90	%	55.00	83.00
AcLinoleico	10.62	%	3.50	21.00
AcArachico	0.37	%	0.00	0.60
AcLinolenico	0.73	%	0.00	1.00
AcEicosenoico	0.31	%	0.00	0.40
PolifenoliTot	274.99	mg/kg	0.00	0.00
Idrossi-tirosolo	20.45	mg/kg	0.00	0.00
Tirosolo	22.68	mg/kg	0.00	0.00
DecarbOxmetil-oleuro	47.28	mg/kg	0.00	0.00
DecarbOxmetil-igstr	60.70	mg/kg	0.00	0.00
Lignani	50.16	mg/kg	0.00	0.00
AgliconeOleuropeina	50.09	mg/kg	0.00	0.00
AgliconeLigstroside	13.44	mg/kg	0.00	0.00
Tocoferoli	241.58	mg/kg	0.00	0.00
Alfa-tocoferolo	261.62	mg/kg	0.00	0.00
Beta+GammaTocoferolo	19.30	mg/kg	0.00	0.00
Esteri Metilici	17.38	mg/Kg	0.00	0.00
Esteri Etilici	14.22	mg/Kg	0.00	75.00
Esteri MetilEtilici	31.61	mg/kg	0.00	0.00

**Unità di misura:**

ACIDITA' in % di acido oleico; NUMERO PEROSSIDI in meqO2/kg; TOCOFEROLI in ppm (mg/kg); POLIFENOLI TOTALI in ppm; ACIDO OLEICO in %; K232-K270-DELTAK analisi spettrofotometrica.

Per le incertezze di misura, riferirsi al valore SECV (Standard error of cross validation) della calibrazione usata.

Il Responsabile delle prove

